

Promotion

Modèle CY106A 270€ TTC

Vitesse : 80 à 160 mpm
Voltage : 220 volts
Puissance : 45 watts
Poids : 6,8 kg
Rotations : Orbite elliptique



Modèle CY106L 350 € TTC

Vitesse : 80 à 160 mpm
Voltage : 220 volts
Puissance : 45 watts
Poids : 6,8 kg
Rotations : Orbite elliptique



*Produits
aux normes C.E.
Garantie 2 ans*



Terre de Jade

Hameau de Fresnes
25.rue d'Oysonville
45300 Marsainvilliers
Tel : 02.38.30.03.47
06 76 58 20 16

www.terre-de-jade.com

Email: contact@terre-de-jade.com

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 7600 EUROS
RCS 484 198 932 00028

Chi Vitalizer



Modèles
CY 106A et CY 106L



CY106A

CY106L



Chi Vitalizer

Effets

Modèles Oxy Twist CY 106A et CY 106L

Basé sur le mouvement oscillatoire rythmé, doux et complet de tout le corps, bien connu des praticiens de relaxation coréenne, de shiatsu et de massage chinois et redécouvert par un chercheur japonais (Chi machine), le **Chi Vitalizer est un appareil unique de haute qualité**, efficace et simple d'utilisation.

Cet appareil est le seul à ce jour qui reproduit ce fameux mouvement elliptique en combinant le mouvement gauche/droite simultanément à une variation dans les directions haut/bas avec **régularité**.

Il respecte ainsi le mouvement elliptique des méthodes oscillatoires traditionnelles, ce que ne font pas les autres modèles du marché.

Il est doté d'une minuterie de 5, 10, et 15 mn, d'un contrôleur de vitesse (80 à 160 mpm) qui permet de gérer l'intensité des séances ainsi que de trois programmes automatiques de 15 minutes (détente, oxygénation, sommeil).

L'appareil est simple d'utilisation, et les effets sont ressentis à chaque utilisation.

Déjà utilisé professionnellement par des kinés, ostéopathes, Acupuncteurs, Enseignants de Qi Gong et Arts Martiaux, Sportifs de haut niveau, ainsi que par le grand public.

Le Chi Vitalizer est équipé d'un moteur d'une puissance de 45 watts et d'une grande longévité, il est confortable et très peu bruyant.



Appui chevilles, de haute qualité, rembourré et confortable



Mécanique en céramique pour une plus grande fluidité et fiabilité

Le flux énergétique généré par le **mouvement elliptique** qui prend naissance dans les pieds et les chevilles et circule dans tout le corps a de nombreuses répercussions sur la santé de l'être humain.

L'étirement, doux, régulier et rythmé, libère doucement au fil des séances les mini adhérences fasciales et les tensions musculaires qui perturbent l'équilibre postural et la **circulation de l'énergie et des liquides**.

Il ouvre et perméabilise les réseaux énergétiques (méridiens, nadis) et les points et centres énergétiques (points d'acupuncture, chakras...), ce qui a de nombreuses répercussions sur l'équilibre général.

La décompression des vertèbres associée à la meilleure circulation des liquides organiques favorise le processus de régénération de la colonne vertébrale et libère les systèmes nerveux et énergétiques qui lui sont associés.


Thermographie de la circulation sanguine et de la répartition de la chaleur vitale.

*Images à gauche, avant la séance.
Images à droite, après la séance.*

La chaleur est un marqueur fondamental du bien-être, de la détente et de la vitalité physique et psychique.

La bonne répartition et circulation de la chaleur vitale est recherchée et appréciée dans toutes les disciplines de santé, dans le Qi Gong et de nombreuses thérapies naturelles.

Cette bonne distribution de la vitalité est enfin un signe reconnu d'équilibre énergétique et de bonne santé.



Stimule la circulation de l'énergie et des liquides organiques (lymphe, fluides articulaires...) et favorise l'élimination des toxines et la nutrition des cellules (boire de l'eau de qualité avant et après la séance).

Réalise un véritable massage doux, progressif et profond qui intéresse tous les tissus, dont les viscères et leurs enveloppes (Fasciae).

Les répercussions énergétiques sont nombreuses (système digestif, respiratoire, locomoteur...).

Répercussion sur l'affinement de la silhouette

Le mouvement ondulatoire en orbite elliptique, associé au flux énergétique généré par la mobilisation douce, rythmée et prolongée, les levées tensionnelles, l'oxygénation des cellules, la meilleure circulation des fluides, créent une synergie d'effets exceptionnels qui font l'efficacité et le succès grandissant du Chi Vitalizer.

De nombreux utilisateurs et **professionnels de la santé considèrent que le régulateur de vitesse du Chi Vitalizer est un atout essentiel** qui permet de pouvoir démarrer et utiliser l'appareil en toute sécurité, avec un maximum de confort, c'est-à-dire en respectant la sensibilité et l'état de santé de chacun, notamment pour les personnes souffrant d'inconfort musculaire et articulaire.



Une des 4 positions de base sur le Chi Vitalizer

Contre indications à l'emploi du Chi Vitalizer

- Grossesse, quel qu'en soit le stade,
- Suite d'opération chirurgicale, de traumatisme important ou de fracture de moins de 3 mois sans avoir demandé l'avis de votre médecin,
- Maladies infectieuses,
- Epilepsie,
- Plaies et blessures non cicatrisées.

En cas de doute quel qu'il soit, demandez conseil à votre médecin.

